

# LOOX

ENGLISH - INSTRUCTIONS FOR USE.  
PLEASE READ CAREFULLY MAKING  
SURE YOU FULLY UNDERSTAND THEM.

Please ensure that you read all the instructions in this leaflet before attempting to wear your new cosmetic lenses. By following these instructions you will get the most from your new look.

**Preparation** Preparing to wear hygiene is an essential part of preparation. Always wash and dry hands thoroughly, removing trace of anything that may cause contamination or damage, before handling your cosmetic lenses. Always soak your cosmetic lenses for at least 2 hours before first use in a suitable multipurpose soft contact lens solution.

**Achieving your look** Ensure your cosmetic lenses have soaked prior to first wear. Try to make a habit of putting on the right side first and always make a distinction between right and left. Place one lens on your index finger and check that it is clean and not inside out (ensure that it has a natural bowl like shape). Hold your upper lid open with your left hand's index and middle finger, at the same time hold your lower lid open with the middle finger of your right hand. Looking straight at your eye in the mirror, slowly and gently place the lens on your eye. Carefully release your eyelids and blink. You can gently massage your eyelid to centre the lens. When you are sure that it is correctly inserted, repeat the procedure for the other eye.

**Removing** Wash and dry your hands thoroughly. Look upwards and hold down the lower lid with the middle finger of your right hand. Placing your index finger and thumb of the same hand on opposite sides of the lens, slowly slide it down to the white of your eye. Gently pinch the lens from your eye, taking care not to pinch too hard. Repeat for the other eye.

**Wearing instructions** Cosmetic lenses are intended for occasional use only. Check with your eye care practitioner before wearing for prolonged periods on an everyday basis. Your eye care practitioner will recommend a suitable wearing schedule. It is suggested that you only wear your cosmetic lenses for 4 hours on the first day, increasing your wearing time by 2 hours daily until you reach optimum wearing time. If you have not worn your cosmetic lenses for several days, you should follow wearing schedule recommendations as a new wearer. Always rinse your lenses, before wearing and after removing, with a suitable multipurpose soft contact lens solution. After each wear, always store your cosmetic

lenses in fresh multipurpose soft contact lens solution making sure not to damage, or catch your lenses when storing in any lens case used. If you wear your cosmetic lenses infrequently, always remember to replace the solution used with fresh solution regularly, and ensure that the case used for storage of your accessories is cleaned daily. These cosmetic lenses have a maximum number of days use (see outer label) and are intended to be replaced at this time after opening, irrespective of the number of times worn.

**Safety** DO NOT wear if your cosmetic lenses appear to be damaged. DO NOT share your cosmetic lenses with anyone else. DO NOT let hairspray or any other cosmetic aerosols come into contact with your cosmetic lenses. DO NOT participate in any water sports whilst wearing. DO NOT wear your cosmetic lenses when using eye medication. DO NOT use tap water, saliva or any household cleaning agents to clean or wet your cosmetic lenses or storage case. ALWAYS remove your cosmetic lenses before you go to bed. ALWAYS put your cosmetic lenses in before applying any make-up. ALWAYS take out cosmetic lenses before removing any make-up. ALWAYS replace your cosmetic lenses if your eyes get red or irritated or if you have any discomfort or pain, and seek help from a qualified eye care practitioner.

**Important Information** Please note that these cosmetic lenses are not intended to correct any defect of sight and are intended only for cosmetic colour change. If you suffer from any of the following, then you MUST NOT wear these cosmetic lenses: corneal dystrophies, corneal ulcers, inflammation of the cornea, e.g. keratitis, inflammation of the eye, e.g. iritis, uveitis, allergic eye conditions, any pre-existing eye condition. If you are in any doubt, please seek further advice from medical or eye care practitioner. Cosmetic lenses are suitable for normal, healthy eyes. If you are in any doubt as to whether these lenses are suitable for you, then please consult a medical or eye care practitioner.

**Fitting and Aftercare** It is recommended that you consult your eye care practitioner to ensure suitability and for practical advice on wearing and removing (consultation fees may be charged).

115 First Street  
Suite 555  
Collingwood, ON  
L9Y 4W5 Canada  
1-888-755-5578 ext. 220



Assurez-vous de lire toutes les instructions de cette notice avant de porter vos nouveaux lentilles. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre nouveau look.

**Préparation** L'hygiène est primordiale. Toujours soigneusement se laver et se sécher les mains, pour enlever toute trace de substance pouvant contaminer ou abîmer les yeux, avant de manipuler les lentilles. Toujours faire tremper les accessoires pendant au moins deux heures avant leur première utilisation dans une solution multifonction adéquate pour lentilles souples.

**Reloquez-vous** S'assurer que les lentilles ont été trempées avant de les porter. Prendre l'habitude de mettre d'abord la lentille de droite et de toujours différencier la lentille droite de la gauche. Placer une lentille sur l'index et vérifier qu'elle est propre et dans le bon sens (c'est-à-dire qu'elle est en forme de bol). Repousser la paupière supérieure avec l'index et le majeur de la main gauche et tirer la paupière inférieure vers le bas avec le majeur de la main droite. En regardant directement l'œil dans un miroir, placer doucement et délicatement la lentille sur l'œil. Relâcher les paupières avec précaution, puis cligner des yeux. Pour centrer la lentille, il est possible de faire un léger massage de la paupière. Lorsqu'elle est correctement posée, répéter la procédure pour l'autre œil.

**Retrait** Soigneusement se laver et se sécher les mains. Regarder vers le haut et tirer la paupière inférieure avec le majeur de la main droite. Placer l'index et le pouce de la même main de part et d'autre de la lentille, puis la faire glisser vers le bas sur le blanc de l'œil. Pincer délicatement la lentille et la retirer, en faisant attention à ne pas la pincer trop fort. Répéter pour l'autre œil.

**Port des lentilles** Les lentilles sont uniquement destinées à un usage occasionnel. Vérifiez auprès de votre spécialiste avant de les porter tous les jours de manière prolongée. Votre spécialiste vous recommandera un programme approprié. Nous vous suggérons de ne porter les lentilles que pendant quatre heures le premier jour, puis d'augmenter le port de deux heures par jour jusqu'à ce que vous atteigniez la durée optimale. Si vous n'avez pas porté les lentilles pendant plusieurs jours, suivez les recommandations de port comme si vous les portiez pour la première fois. Rincez toujours les lentilles avant la pose et après le retrait avec une solution multifonction adéquate pour lentilles souples. Chaque fois que vous les avez portées, changez la solution multifonction pour lentilles souples pour la conservation vos lentilles, en vous assurant de ne pas les abîmer ou en veillant à ce qu'ils ne se prennent pas dans l'étui. Si vous les portez peu fréquemment, n'oubliez pas de remplacer régulièrement la solution et de nettoyer l'étui quotidiennement. Le nombre de jours d'utilisation des lentilles est limité (voir boîte). Ils doivent être remplacés après ce délai une fois ouverts, indépendamment du nombre de fois qu'ils ont été portés.

**Sécurité** NE PAS porter les lentilles s'ils sont endommagés. NE PAS partager les lentilles avec quelqu'un d'autre. NE PAS laisser de la laque ou tout autre produit cosmétique en aérosol entrer en contact avec les lentilles. NE PAS faire de sport nautiques en portant les lentilles. NE PAS porter les lentilles en utilisant des médicaments ophtalmologiques. NE PAS nettoyer ou humidifier les accessoires ou l'étui avec de l'eau, de la salive ou tout produit d'entretien ménager. TOUJOURS retirer les lentilles avant de se démaquiller. TOUJOURS remplacer les accessoires si les yeux rougissent ou s'irritent, ou en cas de gêne ou de douleur, puis demander conseil à un spécialiste.

**Informations importantes** Notez que les lentilles n'ont pas pour but de corriger les défauts visuels et ne sont destinées qu'à changer la couleur des yeux. Si les problèmes suivants vous affectent, vous NE DEVEZ PAS porter les accessoires: Dystrophie cornéenne, ulcère cornéen, inflammation de la cornée, par ex. kératite, inflammation de l'œil, par ex. iritis, uvéite, allergies oculaires, tout problème oculaire préexistant. En cas de doute, veuillez demander conseil à un spécialiste ou un médecin. Les lentilles conviennent aux yeux sains et normaux. En cas de doute quant à votre situation, consultez un spécialiste ou un médecin.

**Pose et entretien** Il est recommandé de consulter un spécialiste pour vérifier que le produit convient et pour obtenir des conseils pratiques sur le port et le retrait du produit (la consultation peut être facturée). Passez régulièrement des examens de santé et suivez les conseils de votre spécialiste ou de votre médecin. Si vous ressentez une gêne inexpliquée, ou qu'un larmoiement, une distorsion visuelle ou un rougissement survient, retirez les lentilles immédiatement et demandez conseil à un spécialiste. Si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport aux informations contenues dans cette notice, veuillez consulter votre spécialiste ou médecin.

Lea todas las instrucciones de este folleto antes de utilizar las nuevas lentes. De esta forma, sacará el máximo provecho a su nuevo look.

**Preparación** La higiene es esencial. Antes de manipular las lentillas, lávese y séquese las manos bien, eliminando todo aquello que pudiera producir algún tipo de contaminación o daño. Antes de utilizar las lentes por primera vez, sumérgalas en una solución única para lentes de contacto blandas durante 2 horas como mínimo.

**Conseguir el look deseado** Asegúrese de que las lentes han estado sumergidas en solución única antes de utilizarlas por primera vez. Intente acostumbrarse a ponerse primero la lente derecha y no se confunda entre la derecha y la izquierda. Coloque una lente en el dedo índice y compruebe que está límpida y no está colocada al revés (verifique que tiene una forma de bol natural). Abra el ojo sujetándose el párpado superior con los dedos índice y corazón de la mano izquierda y, al mismo tiempo, sujétese el párpado inferior con el dedo corazón de la mano derecha. Mirándose directamente al ojo en el espejo, colóquese la lente en el ojo sin prisas y con suavidad. Suéltese con cuidado los párpados y parpadee. Puede masajear suavemente el párpado para centrar la lente. Cuando esté seguro de que está introducida correctamente, repita el procedimiento con el otro ojo.

**Retirar la lente** Lávese y séquese bien las manos. Mire hacia arriba y sujete hacia abajo el párpado inferior con el dedo corazón de la mano derecha. Coloque los dedos índice y pulgar de la misma mano en los extremos opuestos de la lente y deslicela lentamente hacia abajo hasta la parte blanca del ojo. Pellizca suavemente la lente retirándola del ojo, con cuidado de no pellizcar demasiado fuerte. Repita esta operación con el otro ojo.

**Utilizar la lente** Estas lentes están diseñadas para uso exclusivamente ocasional. Consulte con su oftalmólogo antes de utilizarlas durante periodos de tiempo prolongados de forma diaria. Su oftalmólogo le recomendará la frecuencia de uso correcta. Se recomienda que utilice las lentes durante 4 horas el primer día, aumentando el tiempo de uso 2 horas al día hasta que alcance el tiempo de utilización las recomendaciones de frecuencia de uso indicadas para la primera vez que so utilizan las lentes.

Aclare siempre las lentes antes de ponérselas y cuando se las quite con una solución única para lentes de contacto blandas. Después de cada uso, guarde siempre las lentes en una solución única para lentes de contacto blandas, asegurándose de no dañar o pillar las lentes cuando las guarde en un estuche. Si utiliza las lentes con poca frecuencia, acuérdesse siempre de cambiar la solución utilizada por solución nueva de forma regular y asegúrese de limpiar diariamente el estuche utilizado para guardarlas.

Estas lentes tienen un uso máximo de días (consulte la etiqueta externa) y deberán sustituirse transcurrido dicho número de días una vez abiertas, independientemente del número de veces que se hayan utilizado.

**Seguridad** NO utilice las lentes si están dañadas. NO comparta las lentes con otra persona. Las lentes NO deberán entrar en contacto con laca para el pelo u otros aerosoles cosméticos. NO realice ningún deporte de agua con las lentes puestas. NO utilice las lentes cuando tome algún medicamento. NO utilice agua del grifo, saliva o un producto de limpieza para limpiar o humedecer las lentes o el estuche. Quite las SIEMPRE las lentes antes de irse a la cama. Pongase SIEMPRE las lentes antes de maquillarse. Quite SIEMPRE las lentes antes de desmaquillarse. Cambie SIEMPRE las lentes si se le enrojecen o irritan los ojos o si siente alguna molestia o dolor, y acuda al oftalmólogo.

**Información importante** Estas lentes no están diseñadas para corregir ningún defecto de visión y su objetivo es exclusivamente el cambio estético de color. Si sufre alguna de las siguientes afecciones, NO DEBERÁ utilizar estas lentes: Distrofia corneal, ulcera corneal, inflamación de la cornea, por ejemplo queratitis, inflamación del ojo, por ejemplo iritis, uveitis, alergia ocular, alguna condición ocular preexistente. Si tiene alguna duda, consulte a su médico u oftalmólogo.

**Adecuación y asistencia** Se recomienda que consulte a su oftalmólogo para asegurarse de que estas lentes son adecuadas para usted y que le aconseje sobre cómo utilizarlas y quitárselas (la consulta tal vez tenga un coste). Realice siempre revisiones regulares y siga el consejo de su médico u oftalmólogo. Si siente alguna molestia inexplicada, cambio de visión, rojez o le lloran los ojos, quítese inmediatamente las lentes y acuda al oftalmólogo. Si tiene alguna pregunta sobre la información de este folleto, consulte a su médico u oftalmólogo.